



Rolstoelkussens:

Patient Decubitus risico (Norton/ Waterlow/Braden... schaal)		Weinig	Laag	Medium	Hoog
Decubituspreventie: Drukverdelende eigenschappen voor een testpersoon van 86 kg Max. Piekdruk (mmHg) Gemid. contactdruk (mmHg) Oppervlak > 60 mmHg % contactoppervlak	> 100 mmHg > 60 mmHg > 50 cm ² 40-50 %		70-80 mmHg 45-50 mmHg +/- 5-10 cm ²	60-70 mmHg 40-45 mmHg +/- 2-5 cm ²	< 60 mmHg < 40 mmHg +/- 1 cm ² 65-85 %
Groep Rolstoelgebruikers					
Volledig immobiele gebruikers: - Gebonden aan hun rolstoel, afhankelijk van derde voor elke actie - Onvoldoende of ongecontroleerde spierspanning (verlamming, spasmen, ..) - Slechte mentale gezondheid (dementie,..)				Contour Foam	Contour Gel < 100kg Contour Foam > 100kg
Vrij immobiele gebruikers: - Gebonden aan hun rolstoel, afhankelijk van derden voor verzorging - Gezonde bejaarde mensen - Verzorging na ongeval				Neotek	NeoGel < 100kg Neotek > 100kg
Mobiele gebruikers: - Gebonden aan hun rolstoel maar volledig onafhankelijk in het dagelijks leven - Hebben een job, doen aan sport - Na een botfractuur			Neotherm	Reva	Reva
Tijdelijke gebruikers - Ambulante patiënten - Geen 24 uur/dag gebruiker	Rolstoel zonder kussen	Avar	Anyway		



Rolstoel



Contourgel